

## Osteotomiemodell

In Zusammenarbeit der HNO-Universitätsklinik in Jena und der Firma 3di GmbH wurde ein Trainingsmodell für Operationen am knöchernen Nasenrücken entwickelt.



### Merkmale

- das Osteotomiemodell stellt eine künstliche Nachbildung des knöchernen Nasenrückens dar
- der knöcherne Teil des Modells ist mit einer abnehmbaren Silikonschicht bedeckt, um die Operationssimulation so realistisch wie möglich durchführen zu können

### Anwendung

- Vestibulumrandinzision, Tunnelung und Identifizierung der Apertur
- Tasten der Aperturkanten
- Interkartilaginäre Inzision, Tunnelung des Nasenrückens
- Tasten des knöchernen Nasenrückens
- Paramediane Osteotomien beidseitig
- Laterale Osteotomien beidseitig
- Transversale Osteotomien beidseitig

**Bestellnummer: OSM-0709-001**

3di GmbH, Saalbahnhofstr. 25 c, 07743 Jena, Deutschland  
Tel.: + 49 (0)3641 – 50 96 0 [contact@3di.de](mailto:contact@3di.de) [www.3di.de](http://www.3di.de)