

## Lippenmodell

In Zusammenarbeit der HNO-Universitätskliniken in Jena<sup>1</sup> und in Ulm<sup>2</sup> sowie der Firma 3di GmbH wurde ein Trainingsmodell für Operationen des Lippenbereichs entwickelt.

### Merkmale



- das Lippenmodell stellt eine künstliche Nachbildung der menschlichen Ober- und Unterlippe dar
- es beinhaltet ein maßgetreues Abbild des Lippenbereichs inklusive des Lippenrots
- das Modell besteht aus einer Grundplatte und einer, der natürlichen menschlichen Gesichtshaut nachgebildeten, Silikonschicht (5-10 mm) mit Gazeeinlage zur Verbesserung der Nähfähigkeit

### Anwendung

- Trainieren von komplexen Operationen und Rekonstruktionen im Bereich der Lippen, z.B. Defektdeckung nach Tumorresektion, Lappenplastik nach Tumorresektion



<sup>1</sup> Frau Dr. Gerlind Schneider <sup>2</sup> Herr Professor Gerhard Rettinger



### Trainingsbeispiele

- Defektdeckung nach Tumorresektion an der Unterlippe

- Lappenplastiken nach Tumorresektion an der Oberlippe



- Lappenplastik nach Estlander nach Tumorresektion an der Unterlippe

**Bestellnummer: LIM-1404-001**

Die Grundform kann neu mit Silikon beschichtet werden.  
Das Modell wird mit einer Übungsanleitung geliefert.

3di GmbH, Saalbahnhofstr. 25 c, 07743 Jena, Deutschland  
Tel.: + 49 (0)3641 – 50 96 0 contact@3di.de www.3di.de